


# Preortho

Pre-Orthodontic Treatment &  
MyoFunctional Therapy Device





## Preortho의 3가지 특징

### 1. 부드럽고 편안한 착용감

- 뛰어난 편안함
- 내구성이 뛰어난 장치

1년  
보증

프리올스는 국제표준에 따른 권수절차에서 합격한 품질의 제품들이 출고되고 있습니다. 제조상의 품질이나 정상적인 사용 중 파손의 경우 1년간 품질보증 규정에 의거 제품의 교환이 가능합니다. 귀하의 병원 담당자와 상의하시기 바랍니다.

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
| 병원명 / 지역      |   |   |   |
| 처방일자          | 년 | 월 | 일 |
| 환자명 / 나이 / 성별 |   |   |   |
| 처방 제품 / 증상    | T | - | / |

뜨거운 물에 넣거나 가위 등으로 절단하지 마세요. 정확한 사용법에 대해서는 워크북 또는 사이트 (<https://ko.ipreortho.com/patient>)를 참조하시기 바랍니다.

Warranty Card

### 2. 프리폼형식의 장치

- 인상채득 및 가공물 제작이 불필요
- 열가소성 소재로 조정 및 부분 삭제 가능
- 마우스피스 타입의 교정 장치

### 3. MFT 효과

- 구호흡에서 비호흡으로 개선
- Tongue Elevation
- 정확한 발음 및 저작, 연하 능력 개선

Inventor







Dr. Otsuka Atsushi

- Tokyo Dental College
- DDS, MD, Orthodontist
- Otsuka Orthodontic Clinic

- Inventor of Preortho
- Preortho Chief Clinical Consultant




## Preortho X Product List

|                                                                                                                                                                | Initial                                                                             | S size                                                                                                                        | M size                                                                                                                         | L size                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Type I</b><br>Maxillary protrusion<br>Crowding<br>Deep bite<br>Retention |   |  <div>Hard Type</div> <div>Soft Type</div>  |  <div>Hard Type</div> <div>Soft Type</div>  |  <div>Hard Type</div> <div>Soft Type</div>  |
|  <b>Type II</b><br>Open bite<br>Retention                                   |  |                                            |  <div>Hard Type</div>                      |                                            |
|  <b>Type III</b><br>Cross bite<br>Retention                                 |  |  <div>Hard Type</div> <div>Soft Type</div> |  <div>Hard Type</div> <div>Soft Type</div> |  <div>Hard Type</div> <div>Soft Type</div> |


# Preortho X Size Chart (1:1)

## » Type I


Initial




S




M



L



## » Type II



## » 프리올소 확장 및 조정

프리올소는 장치에 열을 가하여 필요에 따라 확장할 수 있습니다.  
자세한 내용은 아래의 유튜브 영상에서 참고하실 수 있습니다.




프리올소 공식 유튜브 채널  
'Preortho 장치의 확대방법' 영상  
<https://www.youtube.com/watch?v=XI6uXDvkHUg>


# Preortho X Size Chart (1:1)

## >> Type III


S




M




L




## » 프리올소 구조 및 Buccinator mechanism



후면




측면




# Clinical Cases

## >> Type I



by Yonsei Dreaming Orthodontic Clinic / Dr. DaSoMi Kim



by Ulsan BS Orthodontics Clinic / Dr. YoungGyu Lee




by Yonsei Dreaming Dental Clinic / Dr. HyunMook Lim

## >> Type I



by Yonsei Dreaming Dental Clinic / Dr. HyunMook Lim



by Ulsan BS Orthodontics Clinic / Dr. YoungGyu Lee

# Clinical Cases

## >> Type II




by Ulsan BS Orthodontics Clinic / Dr. YoungGyu Lee

## >> Type I + Type II




by Yonsei Dreaming Dental Clinic / Dr. HyunMook Lim

## » Type III



by Ulsan BS Orthodontics Clinic / Dr. YoungGyu Lee



by Yonsei Dreaming Dental Clinic / Dr. KiHoon Joo

## Preortho Starter Guide

프리올소를 도입하실때 도움이 되는 내용들로 구성되어 있습니다. (치료 플로우 차트 포함)

Preortho Starter Guide  
QR Code

<https://works.do/xq4SMbs>



## Preortho User Group

임상관련 질문이 있을 경우, Facebook의 사용자 그룹을 방문해 주세요.


Preortho User Group  
QR Code

<https://m.site.naver.com/0wS5d>



# 병원 내에서 프리올소 치료를 원활하게 진행하기 위한 스텝

## Step 1



### 병원 내 협력체계의 토대 만들기

프리올소 치료를 원활하게 진행하기 위해서는 환자의 협조는 물론, 치과 의사 선생님뿐만 아니라 위생사 선생님, 상담실 선생님 등 병원 전체가 함께 협력해야 합니다.

치과 의사 선생님만 프리올소에 대한 지식을 가지고 있는 것이 아니라 위생사 선생님, 상담실 선생님에게도 설명 교육을 실시하는 것을 추천합니다.


Check!

#### 병원 내 설명회

팀 프리올소의 영업 사원이 직접 병원을 방문하여 병원 내 설명회를 통해 병원 구성원 전부가 프리올소와 프리올소를 이용한 교정치료에 대해 좀 더 잘 이해할 수 있게 합니다.




## Step 2



### 제안하는 환자의 특징 파악

프리올소는 불규칙한 치열 뿐만 아니라 입을 닫지 않는 습관이 있는 환자나 혀 습관이 있는 환자에게도 적합합니다. 아래 사진처럼 부정교합 및 구강에 문제가 있는 환자가 있다면 프리올소를 제안해 보십시오.




Check!

#### 프리올소 제안 방법

어린이 환자를 위한 치아교정법 브로슈어가 준비되어 있습니다. 이를 전달하여 설명 도구로 활용하시기 바랍니다.

### Step 3



### 진료의 흐름을 만들기

#### 프리올소 치료 흐름의 일례

- |   |                       |        |
|---|-----------------------|--------|
| 1 | 프리올소 체크               | 의사     |
| 2 | 이전 구강 내 사진과의 비교       | 의사     |
| 3 | 충치, 치열, 교합 등 문제 유무 확인 | 의사     |
| 4 | 구강 내 사진 촬영, 프리올소 확대   | 의사 위생사 |
| 5 | 트레이닝 / MFT / 구강 습관 체크 | 위생사    |

#### 트레이닝 / MFT에 대해

입 주변 근육의 균형을 맞추기 위해 트레이닝은 매우 중요한 요소입니다. '혀를 스포트에 닿게 하기', '입 다물기', '나쁜 버릇 고치기', '아이우베 체조', '발음 연습'을 지도해 주세요. 매번 집에서 의식적으로 트레이닝을 하고 있는지 확인해 주세요. 집에서의 노력은 중요한 포인트입니다.

#### Check!

#### 즐겁게 트레이닝하기

환자와 소통하며 즐겁게 트레이닝을 할 수 있는 트레이닝 BOOK이 준비되어 있습니다.

#### MFT 트레이닝

MFT의 지도 관리를 보다 쉽고 효율적으로 할 수 있는 워크북과 스탬프 랠리를 제공하고 있습니다.

### Step 4



### 프리올소 치료를 하고 있다는 것을 인식시키기

병원 내 게시용 엑스배너, 브로슈어, 대기실용 동영상 등이 준비되어 있습니다. 병원 내에 게시하여 환자 유치에 도움이 되시길 바랍니다. 또한, 공식 네이버 블로그에서는 취급 병의원을 게재하고 있습니다.

\*공식 네이버 블로그 : <https://blog.naver.com/goplactic>

#### Check!

#### 프리올소 소개 및 홍보

환자 유치를 위한 도구를 다양하게 갖추고 있습니다.



# 팀 프리올소의 서포트 시스템 및 아이템 소개

## 교육 서포트 시스템

■ 병원 전체가 함께 노력하기 위해서

### 병원 내 설명회

직원분들의 이해를 돕기 위한 설명회입니다.  
영업사원이 직접 병원을 방문하여 설명해 드리므로,  
궁금증을 해결해 드릴 수 있습니다.

이런 경우에 추천드립니다!

- 프리올소를 도입했지만 동의율이 올라가지 않을 때
- 상담하는 직원들의 제품 배경지식이 부족할 때
- 소아 환자는 있지만 자신 있게 제안할 수 없을 때

소요시간 약 1시간

실시방법 방문으로 개최 가능

강사 팀 프리올소 영업부



## 아이템

■ 환자들에게 제안 및 프리올소 동의율을 올리기 위한 아이템들

### 환자 상담용 디스플레이 샘플 세트

환자(보호자)에게 설명할 때 사용할 수 있는  
프리올소 샘플입니다. 전용 아크릴케이스에 들어  
있습니다.




구성 샘플

T1-LH / T1-M / T1-S / T1 Initial / T2-MH /

T3-L / T3-M / T3-S

### 대기실용 프리올소 소개 아이템

엑스배너, 미니배너, 브로슈어는 대기실 등에서  
프리올소를 소개하고 인지도를 높이는 데  
사용할 수 있습니다. 또한, 병원 내 모니터를  
통해 프리올소 소개 영상을 상영함으로써 많은  
환자들에게 프리올소를 알릴 수 있습니다.



동영상 시청 url

▶ <https://youtu.be/88gQ3ra1crA?si=xXwLN46JbIDVhGII>



■ 병원 내 영상(MP4) 및 병원 웹사이트 게재용 자료

대기실용 동영상(MP4) 및 병원 웹사이트에 프리올소를 소개할 수 있는 웹 자료를 원하시는 분은  
아래의 네이버 공유 드라이브에서 다운로드하실 수 있습니다.

동영상 및 웹사이트 게재용 자료 다운로드 url

▶ <https://works.do/FKPI70o>



■ 치료 시작 후 병원 내 도구

### 프리올소 트레이닝BOOK

프리올소 치료 시작 후, 그림책 형식으로 지도 및 커뮤니케이션을 할 수  
있는 도구입니다. 지도 포인트와 전달 방법도 수록되어 있어 담당  
직원이 바뀌어도 같은 지도를 이어서 할 수 있습니다. 귀여운  
일러스트를 사용하여 아이들도 이해하기 쉽게 구성되어 있습니다.

▶ 구매문의 : 051-556-2070 (옴티마오스코리아)

또는 프리올소 공식 카카오톡 채널

## ■ 우리 병원이 프리올소를 취급한다는 걸 알릴 수 있도록

### 프리올소 공식 네이버 블로그

프리올소 치료를 검토하는 환자 보호자가 프리올소를 취급하는 병원을 쉽게 찾을 수 있도록 병원을 게재하고 있습니다.

프리올소 공식 네이버 블로그

▶ <https://blog.naver.com/goplastic>



## ■ 정기적인 강연회

### 팀 프리올소가 개최하는 프리올소 강연회 (연 2회 이상)

프리올소의 Chief Clinical Consultant이신 연자분들을 모시고 프리올소에 관련된 내용의 강연회를 매년 2회 이상 열고 있습니다. 강연회에는 여러 증례와 함께 Q&A시간도 있어 프리올소 도입을 검토 중이거나 혹은 진료하시면서 궁금한 점을 해소하실 수 있습니다.

\*강연회 개최 소식은 프리올소 공식 카카오톡 채널 및 팩스, 메일로 안내해 드리고 있습니다.



## ■ 환자 가정에 제공되는 Patient Package

### 프리올소 워크북과 스탬프 랠리

이제 막 프리올소를 시작하는 아이와 그 보호자가 함께 읽을 수 있는 워크북입니다. 트레이닝 BOOK과 마찬가지로 귀여운 일러스트를 사용하여 어린 아이들도 교정과 프리올소, 구강 훈련의 중요성에 대해 이해할 수 있도록 만들어져 있습니다. 워크북과 별도로 스탬프 랠리도 제공되므로 아이가 프리올소를 착용하는 협조도와 성취도를 제고할 수 있도록 도와줍니다.

## ■ 프리올소 치료에 관한 텍스트북


### 프리올소: 근기능 교정장치를 이용한 부정교합의 관리

저자 : 이영규, 윤덕영, Otsuka Atsushi

출판사 : 대한나래출판사

기본적인 성장기 어린이를 위한 근기능 치료의 원리와 훈련 방법, 프리올소 근기능 교정장치의 특징과 프리올소를 이용한 교정치료의 임상 증례들이 수록되어 있습니다.

▶ 구매문의 : 051-556-2070 (오피마오쓰코리아)  
또는 프리올소 공식 카카오톡 채널



## ■ 프리올소 공식 카카오톡 채널

프리올소 공식 카카오톡 채널을 구독하시면 프리올소 강연회 등 최신 소식을 가장 빨리 받을 수 있습니다.

또한, 채팅을 통하여 프리올소 주문 및 문의도 가능합니다.

프리올소 공식 카카오톡 채널

▶ [https://pf.kakao.com/\\_xdxIXxbxb](https://pf.kakao.com/_xdxIXxbxb)



## ■ 프리올소 공식 YouTube 채널

프리올소 공식 YouTube 채널에서는 프리올소에 관련된 여러 영상들을 접하실 수 있습니다.

프리올소 공식 YouTube 채널

▶ <https://www.youtube.com/@Preorthoofficial>




## 프리올소가 왜 필요한가요?

- ▶ 교합 개선
- ▶ 프리폼형식
- ▶ 구호흡 및 구강악습관 개선
- ▶ MFT 효과

프리올소는 근기능교정을 통해 구강악습관을 개선합니다.

프리올소는 근기능교정을 통해 바른 교합을 유도합니다.

2차 교정 전 교정치료에 가장 적합한 구강환경을 조성합니다.



## » Contact Us

Authorized Distributor



☎ 051-556-2070  
☎ 010-4032-8886  
✉ info@ipreortho.com  
🏠 www.ipreortho.com



YouTube  
Preortho Official Channel  
<https://www.youtube.com/@Preorthoofficial>